

*Il sistema
di mobilità
che muove
emozioni*



**Liberi di essere
diversi.
Liberi di essere
sé stessi.**



Prova l'esperienza MyWay. Prenota un test ride

**MyWay è molto più di un
dispositivo di mobilità personale:
è una nuova esperienza.**

Progettato inizialmente per il movimento di persone con disabilità, è presto diventato un dispositivo di inclusione sociale unico nel suo genere grazie ad una **trippla innovazione**: la **verticalizzazione** che ristabilisce la simmetria relazionale; la guida **100% a mani libere** che esalta la libertà di movimento; la **postura ergonomica attiva** che favorisce benefici fisiologici concreti. **MyWay** è progettato per **muovere emozioni, non solo persone**.

To each their own, their own way

Il progetto italiano, l'attenzione per i dettagli e l'estrema personalizzazione sono solo alcune delle caratteristiche che rendono **MyWay** unico. Il suo **aspetto non medicale e il suo design "naked"** rendono protagonista l'utilizzatore. Le caratteristiche tecniche di MyWay garantiscono **un'esperienza di mobilità quotidiana innovativa**.

01

Mani libere Libertà di movimento



La **libertà** è il centro dell'**esperienza**: **MyWay** è pensato per essere **guidato senza mani e in posizione semieretta** per favorire il contatto visivo e permettere di **raggiungere oggetti** tipicamente accessibili quando si è in piedi.

Guida 100% senza mani

MyWay è dotato di un sistema di guida brevettato che permette all'utilizzatore di condurre il dispositivo a mani libere.

Posizione semieretta

Benefici fisiologici

MyWay è registrato in Italia come dispositivo medico di classe I. È stato progettato e sviluppato secondo i criteri generali della Direttiva 93/42/CEE.



La Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America, la più grande associazione americana di professionisti che lavorano con persone disabili, elenca i seguenti **benefici legati all'utilizzo di dispositivi verticalizzanti come MyWay** (Resna 2013):

- Diminuisce le lesioni da pressione
- Rallenta il processo di osteoporosi e contrasta l'atrofia muscolare
- Migliora il funzionamento intestinale e della vescica
- Contrasta le infezioni del tratto urinario
- Previene le malattie respiratorie

MyWay mantiene la persona nella sua **posizione naturale di riposo**, come studiato da J.J. Keegan nel 1953, e nella **posizione di "balanced seating"** elaborata da A.C. Mandal nel 1987:

“La migliore posizione per persone che devono stare sedute per lunghi periodi”

03

Postura ergonomica

Vita attiva

Una corretta postura è essenziale. MyWay permette di mantenere una postura corretta e naturale per svolgere le attività quotidiane.

Grazie alle molte configurazioni, anche su misura, MyWay garantisce sempre un'ergonomia ottimale.



Apertura Bacino-Femore

L'apertura angolare dinamica bacino-femore promuove la funzione degli organi vitali tra cui il sistema cardio-polmonare, il sistema digestivo e il sistema urinario.



Apertura Femore-Tibia

L'apertura angolare variabile femore-tibia diminuisce le contratture, previene l'atrofia a tendini e muscoli e aiuta a rallentare il processo di osteoporosi.



Postura Ergonomica Attiva

La postura ergonomica attiva del tronco permette di mantenere la schiena in posizione corretta sgravando il carico sugli anelli vertebrali e tonificando la muscolatura.

04

Premi e riconoscimenti

MyWay ha ricevuto importanti premi e certificazioni sia nazionali che internazionali:

- Tim Wcap
- Unicredit StartLab
- Marchio d'Eccellenza della Commissione Europea per Orizzonte2020
- Certificazione Benefit Corporation
- Banca Europea per gli Investimenti SIT
- Premio Marzotto
- BigBooster



mw mobility

MW Mobility è una start-up italiana che **progetta, ingegnerizza e produce dispositivi innovativi** per la mobilità di persone disabili.

MyWay esprime la nostra mission: supera i confini dei tradizionali dispositivi di mobilità. **MyWay** è progettato per esaltare la **libertà di movimento e il benessere durante lo svolgimento delle attività quotidiane e nelle relazioni sociali.**

mwmobility.com



MW Mobility s.r.l.

Via Pordenone, 8 - 20132 Milano, Italy

Tel: +39 02 40042483 - mail@mwmobility.com

Follow us:

